

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm6 Para Wb Y Elisa - P78332

Número de artículo: CM0014299

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RBM6 humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para el estudio de la función de la proteína de unión a ARN 6, el empalme alternativo y la investigación de antígenos de cáncer de pulmón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	3G2; g16; DEF3; DEF-3; HLC-11; NY-LU-12; RBM6
Especie	Humano
GeneID	10180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 530-770 del RBM6 humano (NP_005768.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78332
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo