


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbm7 Para Wb, Elisa - Q9Y580

Número de artículo: CM0019655



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína 7 de unión al ARN humana (RBM7), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudiar la función del complejo NEXT y el metabolismo del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBM7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RBM7
Especie	Humana
GeneID (humano)	10179
GeneID	10179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-266 de RBM7 humana (NP_057174.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q9Y580
Peso molecular	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo