

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-RbmX/Hnrnp G Para Wb, Elisa - P38159

Número de artículo: CM0018372



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce RBMX/hnRNP G humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Se dirige a una proteína de unión a ARN multifuncional implicada en la transcripción, el empalme (splicing) y la señalización de TNFR1. Ideal para estudios de oncología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBMX/hnRNP G Conejo pAb
Observaciones/Alias	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27316
GeneID	27316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de RBMX/hnRNP G humano (NP_002130.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P38159
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo