

Anticuerpo Policlonal Anti-Rbmy1F Para Wb Y Elisa - Q15415

Número de artículo: CM0018849

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína humana RBMY1F (UniProt Q15415). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en rata. Esencial para estudiar la espermatogénesis y el empalme de pre-ARNm en testículos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-RBMY1F
Observaciones/Alias	YRRM2; RBMY1F
Especie	Humano
GeneID (Humano)	159163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de la proteína humana RBMY1F (NP_689798.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q15415
Peso Molecular de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo