


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbp1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P09455

Número de artículo: CM0014546



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RBP1 humano (proteína I de unión al retinol celular). Validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el transporte de vitamina A y la biología de las gotículas lipídicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBP1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CRBP; RBPC; CRBP1; CRBPI; hCRBP1; CRABP-I; RBP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5947
GeneID	5947
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de RBP1 humano (NP_001352869.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P09455
Peso molecular de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo