

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbp3 Para Wb Y Elisa - P10745

Número de artículo: CM0025362

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RBP3 humano, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta RBP3 (135 kDa) humano, de ratón y de rata, una proteína clave de unión a retinoides en el espacio inter-fotorreceptor del ciclo visual.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IRBP; RBPI; RP66; D10S64; D10S65; D10S66; RBP3
Especie	Humano
GeneID	5949
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-320 de RBP3 humano (NP_002891.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10745
Peso Molecular de la Proteína	135kDa
Envío	Bolsa de hielo