


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rbp4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02753

Número de artículo: CM0010936



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RBP4 (alias RDCCAS; MCOPCB10), validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con la proteína 4 de unión al retinol humana, de ratón y de rata (transporte plasmático del retinol). Peso molecular ~21 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra RBP4
Observaciones/Alias	RDCCAS; MCOPCB10
Especie	Humana
GeneID (humano)	5950
GeneID	5950
Inmunógeno	Proteína recombinante proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-201 de RBP4 humana (NP_006735.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P02753
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo