


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbp4 Para Wb, Elisa - P02753

Número de artículo: CM0021829



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RBP4 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigaciones sobre el transporte de retinol, la homeostasis de la vitamina A y las vías relacionadas con la visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBP4 Rabbit pAb
Observaciones/alias	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Especie	Humano
GeneID (humano)	5950
GeneID	5950
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-201 de RBP4 humano (NP_006735.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P02753
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo