


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbp7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96R05

Número de artículo: CM0024327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RBP7 para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce RBP7 (CRBP4/CRABP4) humano, de ratón y de rata. Proteína clave de transporte intracelular de retinol. Ideal para la investigación del metabolismo de retinoides y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBP7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRBP4; CRABP4; CRBP4V; RBP7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	116362
GeneID	116362
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-134 de RBP7 humano (NP_443192.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96R05
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo