


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rbpjk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Número de artículo: CM0005467



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RBPBPJK (CBF-1, SUH) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con RBPJK humano y de ratón (56 kDa). Herramienta esencial para el estudio de la señalización Notch y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBPJK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Especie	Humano
GeneID (humano)	3516
GeneID	3516
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del RBPJK humano (Q06330).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q06330
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo