

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbpjk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Número de artículo: CM0024989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RBPJK humano (RBP-J, CBF1). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudios de señalización Notch y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RBPJK
Observaciones/Alias	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Especies	Humano
GeneID (Humano)	3516
GeneID	3516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de RBPJK humano (NP_976028.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06330
Peso Proteico	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo