

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbpms Para Wb Y Elisa - Q93062

Número de artículo: CM0016285



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RBPMs, una proteína de unión a ARN implicada en la regulación del splicing alternativo. Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología vascular y splicing.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | RBPMs Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias           | HERMES; RBPMs                                                                                                                         |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                |
| ID del gen                    | 11030                                                                                                                                 |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-219 de RBPMs humano (NP_001008712.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                              |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS                         | Q93062                                                                                                                                |
| Peso molecular de la proteína | 22kDa                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                        |