

Anticuerpo Policlonal Anti-Rc3H1/Roquin-1 Para Wb Y Elisa - Q5Tc82

Número de artículo: CM0019225



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RC3H1 humano (Roquin-1), validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la regulación génica postranscripcional y las respuestas inmunitarias. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RC3H1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FHL6; IMDSHY; RNF198; ROQUIN; RC3H1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	149041
ID del gen	149041
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 834-1133 de RC3H1 humano (NP_742068.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q5TC82
Peso de la proteína	126 kDa
Envío	Bolsa de hielo