

Anticuerpo Policlonal Anti-Rcc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18754

Número de artículo: CM0027674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RCC1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras de humano, ratón y rata. Esencial para estudios sobre la condensación de cromosomas y los procesos nucleares mediados por Ran.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RCC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHC1; RCC1-I; RCC1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1104
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del RCC1 humano (NP_001260.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18754
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo