

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rcc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18754

Número de artículo: CM0002948



Introducción

RCC1 Rabbit mAb es un anticuerpo monoclonal generado contra RCC1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la condensación de la cromatina y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RCC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CHC1; RCC1-I; RCC1
Especie	Humano
GenelD (humano)	1104
GenelD	1104
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RCC1 humano (P18754).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18754
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo