

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rcc2 Para Wb, Elisa - Q9P258

Número de artículo: CM0016250



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína RCC2 (TD-60) humana, validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigar la regulación del ciclo celular, la mitosis y las vías de señalización de pequeñas GTPasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RCC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TD-60; RCC2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	55920
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 323-522 de RCC2 humana (NP_001129676.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9P258
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo