

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rce1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y256

Número de artículo: CM0020700

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RCE1 humano (proteasa prenil CAAX 2/FACE2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. 36 kDa. Adecuado para estudios del procesamiento de proteínas preniladas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RCE1 pAb de conejo
Observaciones/alias	FACE2; RCE1A; RCE1B; RCE1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9986
ID del gen	9986
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de RCE1 humano (NP_005124.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y256
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo