

Anticuerpo Policlonales Anti-Rcn2 (Reticulocalbina-2) Para Wb Y Elisa - Q14257

Número de artículo: CM0018939

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RCN2 humana (Reticulocalbina-2), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apto para investigación de proteínas de unión a calcio del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] RCN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E6BP; ERC55; ERC-55; TCBP49; N2
Especie	Humana
ID del Gen	5955
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-180 de la RCN2 humana (NP_002893.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q14257
Peso Molecular	37kDa
Envío	Bolsa de hielo