


Anticuerpo Policlonal Anti-Rcvrn Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35243

Número de artículo: CM0029325



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la recuperina humana (RCVRN). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en transducción visual y estudios de retinopatía asociada al cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RCVRN Conejo pAb
Observaciones/Alias	RCV1; RCVRN
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5957
ID del Gen	5957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la RCVRN humana (NP_002894.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35243
Peso Proteico	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo