

Anticuerpo Policlonal Anti-Rdh11 Para Wb Y Elisa - Q8Tc12

Número de artículo: CM0021995

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-RDH11 apto para WB y ELISA, que detecta la retinol deshidrogenasa 11 humana y de rata. Se dirige a una enzima crítica en el metabolismo de los retinoides con un peso molecular predicho de 35 kDa. Ideal para aplicaciones de DxV y investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RDH11 pAb de conejo
Abreviaturas/Alias	MDT1; CGI82; PSDR1; RALR1; SCALD; ARSDR1; HCBP12; RDJCSS; SDR7C1; RDH11
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51109
ID del Gen	51109
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-145 de la RDH11 humana (NP_057110.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8TC12
Peso Molecular	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo