

Anticuerpo Policlonal Anti-Rdm1 (Rad52B) Para Wb, Elisa - Q8Ng50

Número de artículo: CM0030558

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RDM1 validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Dirigido a la proteína 1 que contiene motivo RAD52 humana, una proteína de unión a ADN/ARN vinculada a la resistencia al cisplatino.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RDM1
Observaciones/Alias	RAD52B; RDM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	201299
GeneID	201299
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 125-284 de RDM1 humano (NP_663629.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8NG50
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo