


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Recoverina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35243

Número de artículo: CM0010559



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Recoverina de alta calidad, validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. La Recoverina es un sensor de calcio en la fototransducción. Ideal para la investigación de la visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Recoverina
Observaciones/Alias	RCV1; RCVRN
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5957
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la Recoverina humana (NP_002894.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P35243
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo