

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Recql4 Para Wb Y Elisa - O94761

Número de artículo: CM0026678



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RECQL4 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta RECQL4 en muestras humanas y de ratón. Adecuado para estudiar la función de la helicasa de ADN y la estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RECQL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RECQ4; RECQL4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9401
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-330 de RECQL4 humano (NP_004251.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94761
Peso Molecular de la Proteína	133kDa
Envío	Bolsa de hielo