

## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Reep1 Para Wb Y Elisa - Q9H902

Número de artículo: CM0026892

### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra REEP1 humano (proteína de paraplejia espástica 31), validado para WB y ELISA. Detecta REEP1 de humano, ratón y rata (~22 kDa). Adecuado para investigación sobre la red de retículo endoplásmico y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                      |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Nombre del Producto | REEP1 Rabbit pAb                           |
| Observaciones/Alias | DSMA6; HMN5B; SPG31; Yip2a; C2orf23; REEP1 |
| Especie             | Humano                                     |
| ID del Gen (Humano) | 65055                                      |
| ID del Gen          | 65055                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                      |
| Origen              | Conejo                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                        |
| SWISS               | Q9H902                                     |
| Peso Proteico       | 22 kDa                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                             |