

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Reep2 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Brk0

Número de artículo: CM0021825

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo REEP2 para WB, IF-P, ELISA. Detecta REEP2 humano, con reactividad cruzada con ratón y rata. Dirigido a la proteína de formación de la red de RE implicada en la paraplejía espástica hereditaria. Ideal para investigación en neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo REEP2
Observaciones/Alias	SPG72; Yip2d; C5orf19; SGC32445; REEP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51308
ID del Gen	51308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 93-252 de REEP2 humano (NP_057690.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9BRK0
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo