

## Anticuerpo Policlonal Anti-Reep5 Para Wb, Elisa - Q00765

Número de artículo: CM0016795

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra REEP5, validado para Western blot (WB) y ELISA; detecta REEP5 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función del retículo sarcoplásmico cardíaco. El inmunógeno corresponde a los residuos 120-189.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | REEP5 pAb de Conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | DP1; TB2; YOP1; POB16; Yip2e; D5S346; C5orf18; REEP5                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 7905                                                                                                                                |
| GeneID              | 7905                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-189 del REEP5 humano (NP_005660.4) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | Q00765                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 21kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |