


Anticuerpo Policlonal Anti-Reg1A Para Wb Y Elisa - P05451

Número de artículo: CM0029465



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra REG1A humana (Litostatinina-1-alfa), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre regeneración pancreática y cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	REG1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P19, PSP, PTP, REG, ICRF, PSPS, PSPS1, REG1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5967
GeneID	5967
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de REG1A humana (NP_002900.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05451
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo