


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Reg3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06141

Número de artículo: CM0014712



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo Anti-REG3A de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con Humano, Ratón y Rata. Se dirige a REG3A (Q06141) para estudios de respuesta antimicrobiana e inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	REG3A Rabbit pAb
Alias	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Especie	Humano
ID del Gen	5068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-175 de REG3A humano (NP_002571.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06141
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo