

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Relb Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01201

Número de artículo: CM0007374



Introducción

El mAb de conejo anti-RELB es un anticuerpo monoclonal recombinante validado para Western blot, IHC-P, inmunoprecipitación y ELISA. Reconoce RELB humano, de ratón y de rata (62 kDa), lo que permite estudiar la vía del factor de transcripción NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RELB
Observaciones/Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5971
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 296-436 de RELB humano (NP_006500.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q01201
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo