

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Relb Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01201

Número de artículo: CM0016674



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RELB humana (factor de transcripción RelB), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de NF-kappa-B, el desarrollo de linfocitos y la inflamación. PM ~62 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | RELB Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias           | IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB                                                                                                                          |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                   |
| GeneID (humano)               | 5971                                                                                                                                                     |
| GeneID                        | 5971                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 296-436 de RELB humana (NP_006500.2). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                   |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                 |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                      |
| SWISS                         | Q01201                                                                                                                                                   |
| Peso molecular de la proteína | 62kDa                                                                                                                                                    |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                           |