

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Reln Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78509

Número de artículo: CM0024469



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RELN validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta RELN humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante (aa 50-190). Para investigación en neurociencia y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RELN pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5649
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-190 del RELN humano (NP_005036.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78509
Peso Proteico	388kDa
Envío	Bolsa de hielo