

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Renina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00797

Número de artículo: CM0021697



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo anti-Renina validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con renina humana, de ratón y de rata. Una herramienta de investigación para estudios del sistema renina-angiotensina, hipertensión y análisis de la función renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Renin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renina
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	5972
ID del Gen	5972
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-406 de la renina humana (NP_000528.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00797
Peso Molecular	45kDa
Envío	Bolsa de hielo