

Anticuerpo Policlonal Anti-Repin1 Para Wb, Elisa - Q9Bwe0

Número de artículo: CM0023589

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo REPIN1 validado para Western blot y ELISA. Detecta REPIN1 humano y de ratón, una proteína de unión al ADN de 64 kDa implicada en la regulación del metabolismo de los lípidos y del hierro. Ideal para la biología celular y la investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	REPIN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
Especie	Humano
ID de Gen	29803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 376-567 de REPIN1 humano (NP_037532.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BWE0
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo