

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Repin1 Para Wb - Q9Bwe0

Número de artículo: CM0005059

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo REPIN1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la proteína de unión al ADN de 60 kDa implicada en la importación de ácidos grasos y el metabolismo lipídico, ideal para la investigación metabólica y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	REPIN1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464
Especie	Humano
GeneID (humano)	29803
GeneID	29803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 376-567 de REPIN1 humana (NP_037532.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BWE0
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo