

Anticuerpo Policlonal Anti-Reptin/Ruvbl2 Para Wb, Elisa - Q9Y230

Número de artículo: CM0013230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Reptin/RUVBL2 (RUVBL2), validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Está involucrado en remodelación de cromatina, transcripción y reparación del ADN; adecuado para estudios del complejo NuA4 e INO80.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Reptin/RUVBL2 Rabbit pAb
Notas/Alias	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10856
GeneID	10856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-463 de Reptin/RUVBL2 humano (NP_006657.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y230
Peso de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo