

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Reptina/Ruvbl2 Para Wb, Elisa - Q9Y230

Número de artículo: CM0011727



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Reptina/RUVBL2 humana (RUVBL2, TIP48, ECP51). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en remodelación de la cromatina, transcripción y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Reptina/RUVBL2
Observaciones/Alias	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptina/RUVBL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10856
GeneID	10856
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la Reptina/RUVBL2 humana (Q9Y230)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9Y230
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo