

## Anticuerpo Policlonal Anti-Rere (Proteína Similar A Atrofina-1) Para Wb Y Elisa - Q9P2R6

Número de artículo: CM0013180



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RERE humano (proteína similar a Atrofina-1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la represión transcripcional y las vías de apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro             | Valor                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto   | RERE Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones / Alias | ARG, ARP, DNB1, ATN1L, NEDBEH, RERE                                                                                             |
| Especie               | Humano                                                                                                                          |
| GeneID                | 473                                                                                                                             |
| Inmunógeno            | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de RERE humano (NP_036234.3) |
| Origen                | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría             | Anticuerpos Policlonal                                                                                                          |
| Aplicación            | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada   | Humano, Ratón, Rata                                                                                                             |
| SWISS                 | Q9P2R6                                                                                                                          |
| Peso Molecular        | 172kDa                                                                                                                          |
| Envío                 | Bolsa de hielo                                                                                                                  |