

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ret De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P07949

Número de artículo: CM0002652



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el proto-oncogén Ret humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad humana y de ratón. Adecuado para investigación en señalización celular, cáncer y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ret Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Ret
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5979
GeneID	5979
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1000-1100 del Ret humano (NP_066124.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07949
Peso proteico	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo