


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Para Wb, Elisa - Q14995

Número de artículo: CM0002713



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Rev-erb beta/Nr1D2 para WB y ELISA. Detecta Rev-erb beta humano, de ratón y de rata, un regulador del ritmo circadiano y metabólico. Ideal para investigación sobre receptores nucleares y cronobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo Rev-erb beta/Nr1D2
Observaciones/Alias	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/Nr1D2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9975
GeneID	9975
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-300 de Rev-erb beta/Nr1D2 humano (NP_005117.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14995
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo