

Anticuerpo Policlonal Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Para Wb, Elisa - Q14995

Número de artículo: CM0020866



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Rev-erb beta/NR1D2 humano, adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ritmo circadiano y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rev-erb beta/NR1D2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
Especie	Humano
GeneID	9975
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-300 de Rev-erb beta/NR1D2 humano (NP_005117.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q14995
Peso molecular	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo