

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rev-Erb α /Nr1D1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P20393

Número de artículo: CM0002748



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Rev-erb α /NR1D1 humano (P20393). Validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de ritmos circadianos y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo Rev-Erb α /NR1D1
Observaciones/Alias	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9572
GeneID	9572
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20393
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo