


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rexo2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3B8

Número de artículo: CM0014891



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra REXO2 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la degradación del ARN mitocondrial y el inicio de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo REXO2
Observaciones/Alias	RFN; SFN; REX2; CGI-114; REXO2
Especie	Humano
GeneID (humano)	25996
GeneID	25996
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-237 de REXO2 humano (NP_056338.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3B8
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo