

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rfc4 Para Wb - P35249

Número de artículo: CM0029890



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-RFC4 está validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA en muestras humanas y de rata, lo que lo hace ideal para estudios de replicación del ADN y carga de PCNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RFC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A1; RFC37; RFC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5984
GeneID	5984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 204-363 del RFC4 humano (NP_002907.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P35249
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo