

Anticuerpo Policlonal Anti-Rfc5 Para Wb, Elisa - P40937

Número de artículo: CM0028513



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RFC5 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con RFC5 de ratón y rata. Adecuado para estudios de replicación del ADN y carga de PCNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo RFC5
Observaciones/Alias	RFC36; RFC5
Especie	Humano
GeneID (humano)	5985
GeneID	5985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 181-340 de RFC5 humano (NP_031396.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40937
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo