

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rfk Para Wb Y Elisa - Q969G6

Número de artículo: CM0029170



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RfK de alta calidad para aplicaciones de Western blot y ELISA, adecuado para muestras humanas y de ratón. Validado con inmunógeno de proteína recombinante (aa 1-155), detecta la riboflavina quinasa, una enzima clave en la síntesis de FAD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RfK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIFK; RfK
Especie	Humano
GeneID (humano)	55312
GeneID	55312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-155 de la RfK humana (NP_060809.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q969G6
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo