

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rfpl2 Para Wb, Elisa - 075678

Número de artículo: CM0017257

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RFPL2 validado para WB y ELISA. Detecta RFPL2 humana y de rata (proteína de dedo RING 79, 42 kDa), una proteína de dedo de zinc expresada en la próstata y el cerebro. Adecuado para la investigación biológica urogenital. SWISS: 075678.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RFPL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RNF79; RFPL2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10739
ID de Gen	10739
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del RFPL2 humano (NP_006596.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	075678
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo