


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rfwd2/Cop1 Para Wb, Elisa - Q8Nhy2

Número de artículo: CM0017275



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RFWD2/COP1 humano (ligasa E3 de ubiquitina-proteína), validado para WB y ELISA; dirigido contra los aminoácidos 582-731. Adecuado para investigación sobre ubiquitinación y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | RFWD2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200                                                                                                       |
| Especie             | Humana                                                                                                                             |
| GeneID              | 64326                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 582-731 de RFWD2 humano (NP_071902.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                             |
| SWISS               | Q8NHY2                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 80 kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |