

Anticuerpo Policlonal Anti-Rfx2 Para Wb, Elisa - P48378

Número de artículo: CM0019704

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RFX2 validado para WB y ELISA. Reconoce RFX2 humano y de ratón, un factor de transcripción clave para la espermatogénesis y la ciliogénesis. Ideal para estudios de biología reproductiva y regulación génica.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del producto	RFX2 Rabbit pAb
Notas/Alias	RFX2
Especie	Humano
ID del gen	5990 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 295-450 de RFX2 humano (NP_000626.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48378
Peso de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo