

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rfx3 Para Wb, Elisa - P48380

Número de artículo: CM0012927

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RFX3 validado para Western blot e ELISA. Se dirige al factor de transcripción humano RFX3, un regulador clave de la ciliogénesis y la diferenciación de células de los islotes pancreáticos. Apto para investigación del desarrollo y ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RFX3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RFX3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5991
GeneID	5991
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-430 de RFX3 humano (NP_602304.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48380
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo