

Anticuerpo Policlonal Anti-Rga1 (Gpa1) Para Wb, Elisa - Q0Dj33

Número de artículo: CM0022062

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RGA1 (GPA1) de Oryza sativa, adecuado para Western blot y ELISA. Validado en arroz, este anticuerpo ayuda a estudiar la señalización del crecimiento vegetal y las vías de giberelina/brasinosteroides. - Q0DJ33

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RGA1 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	D1; GA1; GPA1; RGA1; GP-alpha-1; OJ1005_D04.15
Especie	Oryza sativa
GeneID	4338448
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-230 de RGA1 de Oryza sativa (Q0DJ33)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0DJ33
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo